

Mindre flaska – enklare provtagning och bättre för miljön!

Eurofins jobbar med ständiga förbättringar inom flertalet områden i syfte att förenkla och förbättra situationen för våra kunder, miljön och för våra anställda. Som ett resultat av detta har vi nu utvecklat en analysmetod som innebär att för analyser av alifater, aromater och PAH5/PAH16/PAH20 behöver man nu endast använda en flaska på 100 ml istället för 1 liter. Mindre provtagningsvolym innebär att det blir mindre mängd provvolym att fylla, bära och transportera.

Vår nya mer effektiva metod som fortfarande är ackrediterad innebär att för analyser av alifater, aromater och PAHer behövs inte lika mycket vatten som tidigare, detta har i sin tur inne-

burit att vi kunnat minska storleken på provflaskan. Med en ny mindre flaska på 100ml behöver ni som kund inte bara ta en mindre provvolym, utan ni kommer heller inte behöva bära lika mycket när ni skall provta i fält vilket vi hoppas ska vara till er fördel. Mindre volymer ger också miljövinster då detta innebär att vi kan optimera logistiken bättre.

Med den nya flaskan är det extra viktigt att ni fyller flaskan med 100ml vatten. Samtidigt är det viktigt att det inte finns några större mängder bottensediment eller fasta ämnen i provet eftersom att provmängden då inte kommer att räcka till för våra analyser.

OBS! Om du skall skicka starkt sura eller basiska vätskor vill vi att du fortsätter att använda vår större flaska på en liter. Om ni är osäkra på vilken flaska ni skall använda, vänligen kontakta vår kundtjänst så ska vi hjälpa er på bästa sätt!



**Eurofins Environment Testing
Sweden AB**

Kundsupport: 010-490 8110

**info.environment@eurofins.se
www.eurofins.se**